



Frigoriferi
antideflagran-
ti jointLab



Modelli MLV



Modelli GLFY



Il display digitale per i modelli MLV

Frigoriferi serie GLFY/MLV esecuzione interna antideflagrante Atex 95 (EEX NA II T6)

I frigoriferi antideflagranti JointLab comprendono due serie: GLFY e MLV.

La serie GLFY, estremamente economica, offre una semplice regolazione di temperatura di tipo analogico con regolazione da 2 a 10°C.

Il vano interno antideflagrante soddisfa tutti i requisiti di sicurezza della direttiva UE 94/9/CE (ATEX 95). Gli apparecchi si distinguono per la loro costruzione robusta, e l'alto volume utile nonostante le compatte misure esterne.

Lo sbrinamento è automatico e la condensa viene raccolta in una bacinella da svuotare a mano.

La serie MLV offre in più un regolatore di temperatura elettronico con display digitale e regolazione temperatura al decimo di grado.

Una grande dotazione di allarmi: ottico e acustico per deviazione temperatura, guasto sensore, porta aperta.

Dopo una mancanza di alimentazione superiore a 60 sec. viene visualizzato un messaggio di avvertimento. Memorizzazione delle temperature min.

e massime raggiunte all'interno del frigo. Gli ultimi tre allarmi vengono memorizzati dal sistema e richiamati a richiesta.

Contatto a potenziale libero per allarmi esterni.

Uscita dati RS 485 per l'eventuale collegamento ad un PC.

Temperatura regolabile da 3 a 8°C.

Adatti per ambienti con temperatura da +18°C. a +43°C. (38°C porta vetro)

Refrigerante ecologico: R600A

Alimentazione 220 – 240 V.

GLFY

- Mod. 2911 Frigorifero antideflagrante lt 180 - 3 ripiani - Misure esterne L/P/A cm 60x60x88,5 - Interne cm 51,3x44x73,4 Peso 36 kg

- Mod. 3711 Frigorifero antideflagrante lt 260 - 4 ripiani - Misure esterne L/P/A cm 60x60x121,6 - Interne cm 51,3x44x104,7 Peso 45 kg

- Mod. 4711 Frigorifero antideflagrante lt 360 - 5 ripiani - Misure esterne L/P/A cm 60x60x159 - Interne cm 51,3x44x141,8 Peso 58 kg

- Mod. 6111 Frigorifero antideflagrante lt 500 - 5 ripiani - Misure esterne L/P/A cm 75x71x151,6 - Interne cm 65x53,7x133,8 Peso 73 kg

MLV

- Mod. 2721C Frigorifero antideflagrante lt 141 - controllo elettronico - 3 ripiani - Misure esterne L/P/A cm 60x61,5x82 - Interne cm 45,5x43,5x67 Peso 40kg
- Mod. 4021C Frigorifero antideflagrante lt 360 - controllo elettronico - 5 ripiani - Misure esterne L/P/A cm 60x61,5x184 - Interne cm 45,5x43,5x165 Peso 63 kg

Joint Lab®