



Congelatori
da laboratorio
e universali
jointLab



Congelatori Serie HHQ porta vetro

Il nuovo comando elettronico con display digitale permette di impostare la temperatura con grande precisione. Grazie alla gestione a microprocessore e alla ventilazione tangenziale le temperature sono tenute con grande precisione. Tutta la struttura in acciaio inox AISI 304. Spessore di isolamento di 70 mm per consumi contenuti. Interni facilmente pulibili con angoli arrotondati. Questi modelli sono dotati di sbrinamento automatico, è anche possibile avviare lo sbrinamento manualmente. Per garantire la massima sicurezza è stato inserito un allarme ottico ed acustico che segnala una variazione indesiderata della temperatura o l'apertura della porta.

ACCESSORI DI SERIE:

Porta in vetro con cristallo isolante
Sistema di raffreddamento ventilato
Sbrinamento automatico o manuale
Materiale esterno e interno in acciaio inox AISI 304
Segnale di allarme ottico e acustico
70mm di spessore isolamento
Serratura integrata per accessi indesiderati
Luce interna

Gas refrigerante R404a
Frequenza / tensione 50 Hz/220-230 V
Temperatura operativa regolabile -18° ... -24° C
Indicazione temperatura Digitale - Display LED

DISPONIBILI ANCHE CON ESTERNO A VERNICE EPOSSIDICA BIANCO!

- Mod. V8682 Frigorifero da lt 700 lordi - 650 netti - ripiani 4 - Dimensioni esterne A/L/P cm 200x71x80 - una porta - Peso 162 kg - Potenza massima assorbita 600 W - Dimensioni interne A/L/P cm 146x51x66
- Mod. V8683 Frigorifero da lt 1400 lordi - 1300 netti - ripiani 8 - Dimensioni esterne A/L/P cm 200x142x80 - due porte - Peso 245 kg - Potenza massima assorbita 700 W - Dimensioni interne A/L/P cm 146x124x66

• ALTRE CARATTERISTICHE COMUNI:

Gestione temperature elettronica
Carico massimo griglie 60 kg
Raffreddamento ventilato a doppio ricircolo
Maniglie integrate
Piedini regolabili
Angoli arrotondati
Canale di scarico sul fondo
Luce interna
Serratura
Divisione display 1°C
Temperatura ambiente ammessa: +10°C ... +32°C

- Codici modelli esterno bianco:

700 lt ... V8682W

1400 lt...V8683W

JointLab®