



Congelatori  
da laboratorio  
e universali  
jointLab



# Congelatori Serie HHQ

Il nuovo comando elettronico con display digitale permette di impostare la temperatura con grande precisione. Grazie alla gestione a microprocessore e alla ventilazione tangenziale le temperature sono tenute con grande precisione. Tutta la struttura in acciaio inox AISI 304. Spessore di isolamento di 70 mm per consumi contenuti. Interni facilmente pulibili con angoli arrotondati. Questi modelli sono dotati di sbrinamento automatico, è anche possibile avviare lo sbrinamento manualmente. Per garantire la massima sicurezza è stato inserito un allarme ottico ed acustico che segnala una variazione indesiderata della temperatura o l'apertura della porta.

#### ACCESSORI DI SERIE:

Sistema di raffreddamento ventilato

Sbrinamento automatico o manuale

Materiale esterno e interno in acciaio inox AISI 304

Segnale di allarme ottico e acustico

70mm di spessore isolamento

Serratura integrata per accessi indesiderati

Funzionamento garantito anche a 43°C

Luce interna

Gas refrigerante R404a

Frequenza / tensione 50 Hz/220-230 V

Temperatura operativa regolabile -18° ... -24° C

Indicazione temperatura Digitale - Display LED

DISPONIBILI ANCHE CON ESTERNO A VERNICE EPOSSIDICA BIANCO!

jointLab®

- Mod. 8682 Frigorifero da 700 litri lordi - 650 netti - ripiani 4 - Dimensioni esterne A/L/P cm 200x71x80 - una porta - Peso 162 kg - Potenza massima assorbita 600 W - Dimensioni interne A/L/P cm 146x51x66
- Mod. 8683 Frigorifero da 1400 litri lordi - 1300 netti - ripiani 8 - Dimensioni esterne A/L/P cm 200x142x80 - due porte - Peso 245 kg - Potenza massima assorbita 700 W - Dimensioni interne A/L/P cm 146x124x66

#### • ALTRE CARATTERISTICHE COMUNI:

Gestione temperature elettronica

Carico massimo griglie 60 kg

Raffreddamento ventilato a doppio ricircolo

Maniglie integrate

Piedini regolabili

Angoli arrotondati

Canale di scarico sul fondo

Luce interna

Serratura

Divisione display 1°C

Temperatura ambiente ammessa: +10°C ... +43°C

- Codici modelli esterno bianco:

700 lt ... 8682W

1400 lt...8683W