



Frigoriferi
da laboratorio
e universali
jointLab



Frigoriferi Serie HLQ-I

Il nuovo comando elettronico con display digitale permette di impostare la temperatura con grande precisione. Grazie alla gestione a microprocessore e alla ventilazione tangenziale le temperature sono tenute con grande precisione. Tutta la struttura in acciaio inox AISI 304. Spessore di isolamento di 70 mm per consumi contenuti. Interni facilmente pulibili con angoli arrotondati. Questi modelli sono dotati di sbrinamento automatico, è anche possibile avviare lo sbrinamento manualmente. Per garantire la massima sicurezza è stato inserito un allarme ottico ed acustico che segnala una variazione indesiderata della temperatura o l'apertura della porta.

ACCESSORI DI SERIE:

Sistema di raffreddamento ventilato

Sbrinamento automatico o manuale

Materiale esterno e interno in acciaio inox AISI 304

Segnale di allarme ottico e acustico

70mm di spessore isolamento

Serratura integrata per accessi indesiderati

Funzionamento garantito anche a 43°C

Luce interna

Gas refrigerante R404a

Frequenza / tensione 50 Hz/220-230 V

Temperatura operativa regolabile -2° ... 8° C

Indicazione temperatura Digitale - Display LED

DISPONIBILI ANCHE CON ESTERNO A VERNICE EPOSSIDICA BIANCO!

jointLab®

- Mod. 7682 Frigorifero da lt 700 lordi - 650 netti - ripiani 4 - Dimensioni esterne A/L/P cm 200x71x80 - una porta - Peso 150 kg - Potenza massima assorbita 425 W - Dimensioni interne A/L/P cm 146x51x66
- Mod. 7683 Frigorifero industriale da lt 1400 lordi - 1300 netti - ripiani 8 - Dimensioni esterne A/L/P cm 200x142x80 - due porte - Peso 230 kg - Potenza massima assorbita 640 W - Dimensioni interne A/L/P cm 146x124x66
- **ALTRE CARATTERISTICHE COMUNI:**
 - Gestione temperature elettronica
 - Carico massimo griglie 60 kg
 - Raffreddamento ventilato a doppio ricircolo
 - Maniglie integrate
 - Piedini regolabili
 - Angoli arrotondati
 - Canale di scarico sul fondo
 - Luce interna
 - Serratura
 - Divisione display 1°C
 - Temperatura ambiente ammessa: +10°C ... +43°C

Codici modelli esterno bianco:

700 lt ... 7682W

1400 lt...7683W