




Congelatori
universali
jointLab



Schema del display (tranne 2477)

Congelatori Serie HPQ

Temperatura operativa regolabile - 14° ... - 28° C

Indicazione temperatura Digitale – Display LED

Sbrinamento Automatico - Sistema NO FROST, tranne 2477: manuale

ACCESSORI DI SERIE

Cassetti trasparenti

Tasto super-frost automatico temporizzato in funzione della quantità da congelare

Illuminazione interna a LED (tranne 2477 senza illuminazione)

Piedini di posizionamento anteriori e ruote posteriori (tranne 2477)

Regolazione luminosità display (tranne 2477)

SICUREZZA

Allarme ottico-acustico variazione temperatura e porta aperta

Memorizzazione temperatura massima in caso di mancanza di corrente

Refrigerante CFC/FC assenti

Frost control in caso di black out

Condensatore ed evaporatore schiumati

STRUTTURA ESTERNA

Lamiera d'acciaio trattata con resine epossidiche,
maniglia robusta,

CAMERA INTERNA

In plastica termoformata senza giunture

Superfici arrotondate per una facile pulizia

PORTA

Reversibile con maniglia tubolare e meccanismo di apertura integrato

Alimentazione 220 – 240 V.

- Mod. 2477 Congelatore verticale volume lordo/
utile lt 104/104 - cassetti 4 - Dim. Esterne AxLxP
cm 85x55,5x62,4 compresa distanza parete.
- Mod. 4277 Congelatore verticale volume lordo/
utile lt 307/257 - cassetti 6 - Dim. Esterne AxLxP
cm 155,5x69,7x75
- Mod. 4777 Congelatore verticale volume lordo/
utile lt 356/304 - cassetti 7 - Dim. Esterne AxLxP
cm 175,1x69,7x75
- Mod. 5277 Congelatore verticale volume lordo/
utile lt 406/351 - cassetti 8 - Dim. Esterne AxLxP
cm 194,7x69,7x75

ALTRE CARATTERISTICHE COMUNI:

Classe A++ (A+ - HPQ 2477.)

Valore collegamento 1,3 A (0,9 A- HPQ 2477)

Tempo di conservazione in caso di black-out: 45 h
(26h - HPQ 2477).

Raffreddamento ventilato (statico HPQ 2477).

Classe climatica: SN-T

Temperatura ambiente ammessa: +10°C - +43°C