



Congelatori
universali
orizzontali
jointLab



Display e regolazioni



Chiusura a chiave

Congelatori orizzontali Serie HUR

Temperatura operativa regolabile - 18° ... - 28° C

Indicazione temperatura Digitale – Display LED

Sbrinamento manuale con valvola Stop-Frost (necessità di sbrinamento molto remota) ed eliminazione dell'effetto sottovuoto.

ACCESSORI DI SERIE

Cestelli in dotazione in misura variabile

Tasto super-frost automatico e frost-control temporizzato in funzione della quantità da congelare

Illuminazione interna

Piedini di posizionamento

Chiusura con chiave

SICUREZZA

Allarme ottico-acustico variazione temperatura e porta aperta

Refrigerante CFC/FC assenti

Frost control in caso di black out

Memoria della temperatura più alta in caso di guasto

STRUTTURA ESTERNA

Lamiera d'acciaio trattata con resine epossidiche, maniglia robusta

CAMERA INTERNA

In plastica alimentare termoformata senza giunture

Superfici arrotondate per una facile pulizia

Scarico acqua di sbrinamento

PORTA

Ad apertura orizzontale con luce integrata

Alimentazione 220 – 240 V.

- Mod. 2937 Congelatore orizzontale volume lordo/utile lt 171/166 - 2 cestelli - Valore collegamento 0,8 A - Tempo di conservazione in caso di black-out: 52 h
- Mod. 3737 Congelatore orizzontale volume lordo/utile lt 253/245 - 3 cestelli - Valore collegamento 1 A - Tempo di conservazione in caso di black-out: 60 h
- Mod. 4837 Congelatore orizzontale volume lordo/utile lt 363/352 - 5 cestelli - Valore collegamento 1,2 A - Tempo di conservazione in caso di black-out: 68 h
- Mod. 5837 Congelatore orizzontale volume lordo/utile lt 461/441 - 6 cestelli - Valore collegamento 1,5 A - Tempo di conservazione in caso di black-out: 74 h

ALTRE CARATTERISTICHE COMUNI:

Classe A**.

Classe climatica: SN-T

Temperatura ambiente ammessa: +10°C - +43°C