



**Frigoriferi per uso
universale JointLab**



VJT 2721



Il display base dei modelli 3711 -
4721 - 6521 - 3723 - 4723 - 6523



Il display dei modelli 2721e - 2723e



Il display digitale per i modelli 5421e -
6821e-7521e

Serie VJT porta piena/vetro

La serie VJT è dotata di compressori "CFC free", estremamente silenziosi, ed hanno potenze che consentono di raggiungere le temperature prescelte con estrema facilità e rapidità.

La serie VJT è dotata di due tipi di regolazione temperatura.

I modelli 3711 - 4721 - 6521 - 3723 - 4723 - 6523 hanno un controllo di temperatura analogico con display a cristalli liquidi per il controllo della temperatura interna indipendente dall'alimentazione elettrica. I modelli 2721e - 5421e - 6821e - 7521e - 2723e hanno invece un display digitale con controllo elettronico e allarmi di temperatura per porta aperta e innalzamento temperatura.

L'omogeneità di temperatura ed il raffreddamento sono ottimali, grazie al sistema di ricircolo d'aria assicurato da una ventola interna.

Sbrinamento automatico con evaporazione nel cestello di raccolta, porta munita di serratura, piedini regolabili, cerniere reversibili completano la dotazione di serie.

La struttura esterna è costruita in lamiera trattata con resine epossidiche anti-graffio, che ne conferisce la linea estremamente professionale, mentre la camera interna è in materiale plastico monoblocco senza spigoli facile da pulire.

La porta può essere piena oppure isolante in vetro con illuminazione interna.

Tutti i modelli rispondono alle normative europee di sicurezza ed in particolare sono conformi alle norme DIN e GS

Temperatura d'esercizio regolabile da +0°C. a +15°C
(1°C a +15°C per modelli "e")

Adatti per ambienti con temperatura da +18°C. a +43°C.

Refrigerante ecologico: R600A

Alimentazione 220 - 240 V.

Porta piena

- Mod. 2721e** Frigorifero da lt 130 netti esterno bianco - griglie in acciaio 3 - Dimensioni esterne L/p/a cm 60x61,5x83 - Interne cm 44x44x67 - Peso 35 kg - Controllo elettronico con display LED
- Mod. 3711** Frigorifero da lt 230 netti esterno bianco - griglie in acciaio plastificato 3 - Dimensioni esterne L/p/a cm 60x61x125 - Interne cm 47x44x106 - Peso 49 kg - Controllo analogico con display cristalli liquidi
- Mod. 4721** Frigorifero da lt 329 netti esterno bianco - griglie in acciaio plastificato 4 - Dimensioni esterne L/p/a cm 60x61x164 - Interne cm 47x44x145 - Peso 59 kg - Controllo analogico con display cristalli liquidi
- Mod. 5421e** Frigorifero da lt 406 netti esterno bianco - griglie in acciaio 5 - Dimensioni esterne L/p/a cm 60x68x190 - Interne cm 47,5x48x169 - Peso 74 kg - Controllo elettronico con display LED
- Mod. 6521** Frigorifero da lt 520 netti esterno bianco - griglie in acciaio plastificato 4 - Dimensioni esterne L/p/a cm 75x73x164 - Interne cm 60x56x145 - Peso 73 kg - Controllo analogico con display cristalli liquidi
- Mod. 6821e** Frigorifero da lt 569 netti esterno bianco - griglie in acciaio 5 - Dimensioni esterne L/p/a cm 75x75x186 - interne cm 65x58x151 - Piedi regolabili - Peso 89 kg - Controllo elettronico con display LED
- Mod. 7521e** Frigorifero da lt 647 netti esterno bianco - griglie in acciaio 6 - Dimensioni esterne L/p/a cm 75x75x206 - Interne cm 65x58x171 - Piedi regolabili - Peso 98 kg - Controllo elettronico con display LED
- Mod. 2723e** Frigorifero universale da lt 130 netti esterno bianco - ripiani in acciaio 3 - Dimensioni esterne L/p/a cm 60x62x83 - Interne cm 44x44x67 - Peso 41 kg - Controllo elettronico con display LED
- Mod. 3723** Frigorifero universale da lt 230 netti esterno bianco - ripiani 3 - Dimensioni esterne L/p/a cm 125x60x61 - Interne cm 47x44x106 - Peso 63 kg - Controllo analogico con display cristalli liquidi
- Mod. 4723** Frigorifero universale da lt 329 netti esterno bianco - ripiani 4 - Dimensioni esterne L/p/a cm 164x60x61 - Interne cm 47x44x145 - Peso 77 kg - Controllo analogico con display cristalli liquidi
- Mod. 6523** Frigorifero universale da lt 520 netti esterno bianco - ripiani 4 - Dimensioni esterne L/p/a cm 164x75x73 - Interne cm 60x56x145 - Peso 92 kg - Controllo analogico con display cristalli liquidi
- Accessori
 - Registratore grafico
 - Datalogger
 - Datalogger wireless
 - Fori di controllo

Joint Lab®