



Congelatori da  
laboratorio  
jointLab



Disponibili anche con porta vetro

## Serie Wlab porta piena con registratore di temperatura su scheda mini SD

Struttura esterna in lamiera di acciaio trattata anti-corrosione, plastificata bianca. Interno acciaio. Isolamento mm 60 ottenuto mediante iniezione di poliuretano espanso ecologico (CFC free) ad alta densità per un'ottimale conservazione del prodotto e un buon risparmio energetico.

Porta piena con chiusura a chiave, autochiudente, con guarnizione magnetica. Illuminazione con accensione tramite interruttore posto sul quadro comandi. Compressore ermetico e sistema condensante con motoventilatore. Evaporatore di tipo ventilato.

Ciclo completamente automatico o manuale con evaporazione dell'acqua di condensa.

Display touch screen a cristalli liquidi retroilluminato con decimo di grado, consente all'operatore di seguire in tempo reale tutte le fasi di corretto funzionamento dell'apparecchiatura ed eventuali messaggi di anomalie.

**Allarme porta aperta configurabile.**

**Allarmi di sotto e sovratemperatura regolabili.**

**Allarme di mancanza energia elettrica (opzionale).**

**Allarme telefonico tramite SMS (opzionale).**

RS232 per la registrazione delle temperature tramite PC e rete Lan.

**Slot per scheda di memoria SD/MMC per la registrazione delle temperature a intervalli regolabili.** Oltre alla registrazione della temperatura vengono registrati altri dati quali, ad esempio, le aperture porte.

In caso di guasto alla sonda di temperatura, il microprocessore imposta il funzionamento dello strumento alla registrazione dell'andamento delle 24 ore precedenti per preservare il carico.

Adatti per ambienti con temperatura da +18°C. a +42°C.

Alimentazione 220 - 240 V.

- Mod. Wlab 21C Congelatore da laboratorio sottobanco da 100 litri - cassetti 2 - Dimensioni esterne A/L/P cm 85x60x60 - una porta - temperatura regolabile da -10°C a -20°C
- Mod. Wlab DZ4 Congelatore da laboratorio da 160 litri - cassetti 3 - Dimensioni esterne A/L/P cm 134x64x62 - una porta - temperatura regolabile da -10°C a -30°C
- Mod. Wlab DZ5 Congelatore da laboratorio da 220 litri - cassetti 4 - Dimensioni esterne A/L/P cm 154x64x62 - una porta - temperatura regolabile da -10°C a -30°C
- Mod. Wlab DZ6 Congelatore da laboratorio da 250 litri - cassetti 5 - Dimensioni esterne A/L/P cm 174x64x62 - una porta - temperatura regolabile da -10°C a -30°C
- Mod. Wlab DZ7 Congelatore da laboratorio da 320 litri - cassetti 6 - Dimensioni esterne A/L/P cm 134x64x62 - una porta - temperatura regolabile da -10°C a -30°C
- Mod. Wlab 81C Congelatore da laboratorio da 700 litri - ripiani 4 - Dimensioni esterne A/L/P cm 202x72x80 - una porta - temperatura regolabile da -10°C a -25°C
- Mod. Wlab 251C Congelatore da laboratorio da 1400 litri - ripiani 8 - Dimensioni esterne A/L/P cm 202x144x80 - due porte - temperatura regolabile da -10°C a -25°C
- Mod. Wlab 71C Congelatore da laboratorio da 600 litri - cassetti 6 - Dimensioni esterne A/L/P cm 200x80x85 - una porta - temperatura regolabile da -10°C a -40°C

### • Accessori

- Registratore grafico
- Microprocessore con batteria tampone per allarme mancanza corrente
- Combinatore telefonico

### Conformità

- Apparecchiatura conforme a direttive bassa tensione 73/23/CEE, 93/68/CEE - Norma EN 61010-1/66-5 e direttive compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE, 92/31/CEE e 93/68/CEE

JointLab®