



Frigoriferi da
laboratorio
jointLab



Disponibile anche con porta piena

Serie Wlab porta vetro con registratore di temperatura su carta mini SD

Struttura esterna in lamiera di acciaio trattata anti-corrosione, plastificata bianca. Interno acciaio. Isolamento mm 60 ottenuto mediante iniezione di poliuretano espanso ecologico (CFC free) ad alta densità per un'ottimale conservazione del prodotto e un buon risparmio energetico.

Porta vetro con chiusura a chiave, autochiudente, con guarnizione magnetica. Illuminazione con accensione tramite interruttore posto sul quadro comandi. Compressore ermetico e sistema condensante con motoventilatore. Evaporatore di tipo ventilato.

Ciclo completamente automatico o manuale con evaporazione dell'acqua di condensazione.

Display touch screen a cristalli liquidi retroilluminato con decimo di grado, consente all'operatore di seguire in tempo reale tutte le fasi di corretto funzionamento dell'apparecchiatura ed eventuali messaggi di anomalie.

Allarme porta aperta configurabile.

Allarmi di sotto e sovratemperatura regolabili.

Allarme di mancanza energia elettrica (opzionale).

Allarme telefonico tramite SMS (opzionale).

RS232 per la registrazione delle temperature tramite PC e rete Lan.

Slot per scheda di memoria SD/MMC per la registrazione delle temperature a intervalli regolabili. Oltre alla registrazione della temperatura vengono registrati altri dati quali, ad esempio, le aperture porte.

In caso di guasto alla sonda di temperatura, il microprocessore imposta il funzionamento dello strumento alla registrazione dell'andamento delle 24 ore precedenti per preservare il carico.

Temperatura d'esercizio regolabile da +0°C. a +10°C

Adatti per ambienti con temperatura da +18°C. a +42°C.

Alimentazione 220 – 240 V.

- Mod. Wlab V21 Frigorifero da laboratorio sottobanco da lt. 100 netti - 2 ripiani - Dimensioni A/L/P esterne cm 85x60x60; interne cm 46x48x48 - una porta
 - Mod. Wlab V26 Frigorifero da laboratorio da lt 150 netti - ripiani 2 - Dimensioni esterne A/L/P cm 134x60x60; interne cm 72x48x48 - una porta
 - Mod. Wlab V31 Frigorifero da laboratorio da lt 200 netti - ripiani 3 - Dimensioni esterne A/L/P cm 154x60x60; interne cm 92x48x48 - una porta
 - Mod. Wlab V36 Frigorifero da laboratorio da lt 250 netti - ripiani 4 - Dimensioni esterne A/L/P cm 174x60x60; interne cm 112x48x48 - una porta
 - Mod. Wlab V41 Frigorifero da laboratorio da lt 300 netti - ripiani 5 - Dimensioni esterne A/L/P cm 194x60x60; interne cm 132x48x48 - una porta
 - Mod. Wlab V56 Frigorifero da laboratorio da lt 450 netti - ripiani 5 - Dimensioni esterne a/l/p cm 173x70x80; interne cm 112x58x68 - una porta
 - Mod. Wlab V63 Frigorifero da laboratorio da lt 520 netti - ripiani 6 - Dimensioni esterne a/l/p cm 193x70x80; interne cm 132x58x68 - una porta
 - Mod. Wlab V81 Frigorifero da laboratorio da lt 700 netti - ripiani 4 - Dimensioni esterne A/L/P cm 202x72x80; interne cm 155x60x68 - una porta
 - Mod. Wlab V251 Frigorifero da laboratorio da lt 1400 netti - ripiani 8 - Dimensioni esterne A/L/P cm 202x144x80; interne cm 155x130x68 - due porte
- Conformità**
- Apparecchiatura conforme a direttive bassa tensione 73/23/CEE, 93/68/CEE - Norma EN 61010-1/66-5 e direttive compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE, 92/31/CEE e 93/68/CEE
- Accessori**
- Registratore grafico
 - Batteria tampone per allarme mancanza corrente
 - Combinatore telefonico

jointLab®