



Frigocongelatori
da
laboratorio
jointLab



Serie Wlab porta piena/vetro

con registratore di temperatura su carta mini SD

Struttura esterna in lamiera di acciaio trattata anti-corrosione, plastificata bianca. Interno acciaio. Isolamento mm 60 ottenuto mediante iniezione di poliuretano espanso ecologico (CFC free) ad alta densità per un'ottimale conservazione del prodotto e un buon risparmio energetico.

Porta piena o vetro con chiusura a chiave (solo frigo), autochiudente, con guarnizione magnetica.

Illuminazione con accensione tramite interruttore posto sul quadro comandi. Compressore ermetico e sistema condensante con motoventilatore. Evaporatore di tipo ventilato.

Ciclo completamente automatico o manuale con evaporazione dell'acqua di condensa.

Display touch screen a cristalli liquidi retroilluminato con decimo di grado, consente all'operatore di seguire in tempo reale tutte le fasi di corretto funzionamento dell'apparecchiatura ed eventuali messaggi di anomalie.

Allarme porta aperta configurabile.

Allarmi di sotto e sovratemperatura regolabili.

Allarme di mancanza energia elettrica (opzionale).

Allarme telefonico tramite SMS (opzionale).

RS232 per la registrazione delle temperature tramite PC e rete Lan.

Slot per scheda di memoria SD/MMC per la registrazione delle temperature a intervalli regolabili. Oltre alla registrazione della temperatura vengono registrati altri dati quali, ad esempio, le aperture porte.

In caso di guasto alla sonda di temperatura, il microprocessore imposta il funzionamento dello strumento alla registrazione dell'andamento delle 24 ore precedenti per preservare il carico.

Temperature da 0°C a 10°C frigo / da -10°C a -25°C congelatore

Adatti per ambienti con temperatura da +18°C. a +42°C.

Alimentazione 220 – 240 V.

jointLab®

- Mod. Wlab 40/2 frigocongelatore 180/100 lt netti
- AxLxP cm 194x60x60 - 3 ripiani per frigo + 2 cassetti per congelatore.
- Mod. Wlab 81/2 frigocongelatore 350/350 lt netti
- AxLxP cm 202x72x80 - 2 ripiani per frigo + 2 ripiani per congelatore.
- Mod. Wlab 251/2 frigocongelatore 700/700 lt netti
- AxLxP cm 202x144x80 - 4 ripiani per frigo + 4 ripiani per congelatore.

Accessori

- Cassetto in alluminio ricoperto bianco
- Kit divisori interni
- Ripiano con bordi
- Registratore grafico
- Kit ruote

Conformità

- Apparecchiatura conforme a direttive bassa tensione 73/23/CEE, 93/68/CEE - Norma EN 61010-1/66-5 e direttive compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE, 92/31/CEE e 93/68/CEE

Porta vetro

- Mod. Wlab V40/2 frigocongelatore 180/100 lt netti
- AxLxP cm 194x60x60 - 3 ripiani per frigo + 2 cassetti per congelatore.
- Mod. Wlab V251/2 frigocongelatore 700/700 lt netti
- AxLxP cm 202x144x80 - 4 ripiani per frigo + 4 ripiani per congelatore.